


OxyGeni® GERADOR DE OXIGÉNIO e PENSO DE ESPUMA ABSORVENTE, ADESIVO E NÃO ADESIVO, OxySpur® para TERAPÊUTICA DE ADMINISTRAÇÃO CONTÍNUA de OXIGÉNIO

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O sistema OxyGeni é composto pelo gerador de oxigénio OxyGeni, os conjuntos de extensão para administração de oxigénio, o carregador USB, o Conjunto de alimentação OxyGeni, a caixa de transporte e os pensos para administração de oxigénio OxySpur. Encontram-se disponíveis conjuntos de humidificação opcionais para utilização em ambientes com baixa humidade.

O gerador de oxigénio OxyGeni utiliza tecnologia de células de combustível para a produção contínua de oxigénio. É recarregável e deve ser recarregado diariamente. O oxigénio puro e humidificado sai pela porta O2 através do conjunto de extensão para administração de oxigénio para o penso de administração de oxigénio OxySpur.

O penso para administração de oxigénio OxySpur é um penso hidrófilo concebido para ser utilizado com o dispositivo de oxigenação de tecidos OxyGeni no tratamento de feridas. O penso encontra-se disponível em duas formas: OxySpur para feridas que apresentem níveis de exsudado médios a elevados e OxySpur LITE para feridas com exsudado baixo a mínimo.

O penso OxySpur consiste num estrutura multi-camadas, com uma camada de espuma hidrófila altamente absorvente diretamente adjacente às feridas, uma camada de espuma hidrófila altamente absorvente com canais para a distribuição de oxigénio e um laminado polimérico super absorvente. Estas camadas encontram-se cobertas por uma película oclusiva. A versão adesiva inclui também um bordo adesivo de hidrocoloide. Todas as versões contêm uma cânula para administração de oxigénio integrada que fornece oxigénio à camada de espuma que distribui o oxigénio. A camada super absorvente converte os fluidos da ferida num gel, absorvendo e retendo o fluido da camada de espuma que entra em contacto com a ferida, mantendo, assim, um nível de humidade otimamente equilibrado na camada que entra em contacto com a ferida durante um período de tempo prolongado.

O OxySpur LITE é diferente, pois possui uma camada de malha não aderente diretamente adjacente à ferida, duas camadas de espuma hidrófilas, mas menos absorventes, cobertas por uma película oclusiva e um bordo adesivo de hidrocoloide. O OxySpur LITE destina-se a ser utilizado em feridas com exsudado baixo a mínimo, como em fases posteriores do ciclo de cicatrização quando os níveis de exsudado da ferida diminuem.

Um dos objetivos da terapêutica com oxigénio consiste em facultar um fornecimento ininterrupto e contínuo de oxigénio a uma ferida humedecida. O penso foi concebido de modo a que o oxigénio seja fornecido da forma que mais se aproxima da difusão normal de oxigénio em tecidos humedecidos, mas a uma taxa considerada suficiente para suprir o aumento das necessidades de oxigénio no processo de cicatrização de tecidos. Esta terapêutica é conhecida por terapêutica de administração contínua de oxigénio (CDO). O penso ajuda a proporcionar um ambiente para a cicatrização ótima da ferida fornecendo terapêutica de CDO, ao mesmo tempo que gere os níveis de exsudado, protege contra a desidratação da ferida e contra a contaminação externa.

O OxySpur está disponível com ou sem um bordo adesivo de hidrocoloide. O OxySpur LITE está disponível com ou sem um bordo adesivo de hidrocoloide. No presente documento, as duas versões são referidas apenas como OxySpur.

INDICAÇÕES

A terapia CDO foi concebida para pacientes que beneficiariam de oxigenação uma vez que pode promover a cicatrização de feridas através da produção aumentada de colágeno, angiogénese, geração de espécie de oxigénio reativo, e o metabolismo aumentado das células. O sistema OxyGeni é indicado para o tratamento de tipos de feridas incluindo:

- Ulcerações da pele resultantes de:

- diabetes
- estase venosa
- infeções pós-operatórias
- gangrena
- Úlceras por pressão
- Membros residuais infetados
- Enxertos de pele
- Queimaduras
- Congelamento

Dado que os pensos têm capacidade para absorver e reter fluidos sob pressão, são adequados para serem utilizados sob compressão. Os pensos podem ser utilizados para permitir a gestão da humidade e proporcionar proteção ao longo do processo de cicatrização.

Embora o OxySpur possa ser utilizado em feridas com exsudação intensa, o nível de exsudado irá determinar o tempo de desgaste efetivo do penso e a ferida deverá ser monitorizada em conformidade.

CONTRAINDICAÇÕES

O sistema OxyGeni está contraindicado para as seguintes situações:

- feridas com perfusão inadequada para auxiliar a cicatrização
- úlceras decorrentes de tromboflebite aguda
- úlceras decorrentes da doença de Raynaud
- feridas necróticas cobertas por escaras ou crostas
- feridas com fístulas ou tratos sinusais profundos com profundidade desconhecida

PRECAUÇÕES E OBSERVAÇÕES

ATENÇÃO: a esterilidade do penso é garantida, exceto se a bolsa estiver danificada ou aberta antes da utilização. NÃO utilize caso se verifique algumas destas situações.

- Pode ocorrer um aumento significativo de exsudado durante a fase inicial da terapia CDO, resultando na necessidade de avaliação e mudança de penso mais frequentes. Para reduzir a frequência da mudança de pensos, pode adicionar pensos absorventes sob o peso OxySpur
- Os pensos estéreis destinam-se apenas a uma única utilização
- Não utilize após o final do prazo de validade
- Em caso de intolerância ao penso, remova-o e limpe cuidadosamente a área
- Durante o processo de cicatrização natural do corpo, o edema pode diminuir e o tecido não viável pode ser removido da ferida (desbridamento autolítico), o que, inicialmente, poderá fazer com que a ferida pareça ter maior dimensão
- Se a ferida continuar a aumentar após as primeiras mudanças de penso, consulte um profissional de saúde
- É importante que os materiais oclusivos, como pensos de película ou produtos à base de óleo (como vaselina, pomadas ou unguentos), não são aplicados sobre o leito da ferida sob os pensos OxySpur já que isto irá prejudicar o desempenho da CDO
- O penso OxySpur tem uma película oclusiva num dos lados (o lado com bolhas) e tem de ter-se cuidado para aplicar o penso de forma a que a película oclusiva fique voltada no sentido oposto ao da ferida sem estar em contacto com a superfície da ferida já que isto irá prejudicar o desempenho da CDO
- Devem ser adotadas medidas de apoio adequadas quando necessário (por ex., a utilização de compressão no tratamento de úlceras da perna de origem venosa ou medidas de alívio de pressão no tratamento de úlceras por pressão, antibióticos sistémicos e monitorização frequente no tratamento de infeções da ferida, controlo da glicémia e descarga para úlceras diabéticas, etc.)
- A ferida deve ser avaliada durante as mudanças de penso
- Ao tomar duche o OxyGeni deve ser desligado do penso: assegure-se de que o penso e a extremidade da tubagem fixa ao penso estão protegidos de forma a que não entre água pelo topo do tubo ou pelo penso
- Não desmonte o OxyGeni
- Não corte ou puxe a tubagem
- Não ligue um derivador em Y à tubagem uma vez que isto pode prejudicar o desempenho da CDO
- O OxyGeni pode ser carregado utilizando outro carregador USB que não o fornecido com o sistema
- Certifique-se sempre de que o penso está posicionado centralmente sobre a ferida: a tubagem do penso deve ser posicionada na posição mais elevada possível (em direção à cabeça) em pele intacta e não estendida sobre a ferida para que o risco de acumulação de fluido à volta do tubo e o bloqueio potencial do fluxo de oxigénio sejam minimizados
- Os TAC e os raios X têm o potencial de interferir com alguns dispositivos médicos eletrónicos: sempre que possível mova o OxyGeni para fora do alcance do equipamento de TAC ou de raios X: se o OxyGeni tiver sido levado para o alcance do equipamento de TAC ou de raios X, verifique que está a funcionar corretamente a seguir ao procedimento
- Este OxyGeni é apenas para utilização num só doente: a utilização de qualquer peça deste sistema em mais do que um doente pode resultar em contaminação cruzada que pode levar a infeção
- As temperaturas e a humidade elevadas podem reduzir os tempos de uso dos pensos
- Consulte um profissional de saúde se existirem sinais de infeção (aumento da dor, aumento da vermelhidão, drenagem da ferida); hemorragia excessiva; uma alteração inesperada da cor e/ou do odor da ferida; irritação (aumento da vermelhidão e/ou inflamação); sensibilidade (reação alérgica); não existem sinais de cicatrização
- Estas instruções não se destinam a substituir as instruções do seu profissional de saúde
- Se tiver outras dúvidas sobre o seu sistema OxyGeni, contacte o seu fornecedor local de produtos para cuidados de feridas
- Se tiver dúvidas ou preocupações imediatas do foro médico, contacte o seu médico ou prestador de cuidados clínicos

- A lei federal dos EUA restringe a venda ou aluguer deste dispositivo a médicos ou mediante prescrição dos mesmos

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Configuração do sistema

- Certifique-se de que dispõe dos seguintes artigos para realizar a configuração do seu sistema:
 - Gerador de Oxigénio e Dispositivo de Monitorização de Feridas OxyGeni
 - Conjunto de extensão para administração de oxigénio OxyGeni (tubagem de ligação)
 - Penso OxySpur (o tamanho do penso é determinado pelo seu prestador de cuidados clínicos)
- Artigos opcionais:
 - Conjunto de alimentação OxyGeni
 - Caixa de transporte OxyGeni
 - Conjunto de humidificação OxyGeni
 - Preparação da pele
 - Meia ou ligadura de compressão
 - Película de fixação
 - Alginato ou outros materiais de enchimento hidrófilo

APLICAÇÃO DO PENSO OxySpur

Antes da aplicação:

- Limpe a área da ferida.
- Desbride a ferida de tecido desvitalizado (as escaras, as crostas, etc. podem interferir com o fornecimento de oxigénio)
- Selecione um penso que permita que a respetiva área de contacto com a ferida cubra totalmente a ferida e se estenda até ao tecido saudável
- Utilize proteção da pele ao aplicar um penso adesivo

NOTA: Não utilize produtos à base de óleo como vaselina, pomadas ou unguentos: não permitem que o oxigénio penetre e irão prejudicar a eficácia da terapia CDO. Os géis e cremes são tipicamente à base de água e funcionam bem com a CDO.

Aplicação de pensos adesivos OxySpur:

NOTA: Deve utilizar-se um protetor da pele antes da colocação do penso adesivo. Se está preocupado com o facto da pele do doente poder não tolerar um adesivo forte, aconselhamos a utilização de um penso não adesivo.

NOTA: Este penso foi concebido com um adesivo mais forte do que o das versões anteriores do Penso OxySpur.

- Os adesivos hidrocoloides funcionam melhor quando estão mornos. Aqueça a porção adesiva com as suas mãos antes da aplicação. Remova parte do revestimento branco para expor a parte adesiva (hidrocoloide) do penso
- Oriente o penso de forma a que a tubagem que sai do penso esteja por cima/para cima quando o doente está em pé ou em repouso. Isto irá ajudar a evitar que o exsudado entre na tubagem quando o doente remove o OxyGeni para tomar duche ou banho
- Posicione e alise no local (com o lado com bolhas para cima) enquanto remove a segunda metade do revestimento branco em plástico
- Alise cuidadosamente à volta da extremidade do penso para garantir um bom contacto entre o bordo da película adesiva e a pele à volta de ferida
- Aplique pressão breve no adesivo até que fique fixo de forma firme à pele (os hidrocoloides ativam-se com o calor e com a pressão)

NOTA: O adesivo foi concebido para ser suficientemente resistente para permanecer no doente até à mudança de penso seguinte. *Aconselhe os doentes contra o levantamento ou a remoção do penso entre mudanças, a não ser que instruído para tal por um prestador de cuidados clínicos.* Pode ser necessário um removedor de adesivo ao remover o penso.

Aplicação de pensos não adesivos OxySpur:

NOTA: Deve ser utilizado um protetor da pele antes da colocação do penso para proteger a periferia da ferida de maceração.

- Oriente o penso de forma a que a tubagem que sai do penso esteja por cima/para cima quando o doente está em pé ou em repouso. Isto irá ajudar a evitar que o exsudado entre na tubagem quando o doente remove o OxyGeni para tomar duche ou banho
- Coloque o penso sobre a ferida. *Certifique-se de que o lado com esponja fica voltado para baixo em contacto com a ferida (O lado com a impressão de bolhas deve ficar voltado para fora)*
- Deve ser aplicado um penso de película secundário, um adesivo, uma ligadura ou uma ligadura de compressão sobre o penso OxySpur para manter o penso no local pretendido
- Caso seja necessário, o penso pode ser cortado, embora seja de salientar que ao fazê-lo pode estar a aumentar o risco de delaminação do produto
- Para feridas com exsudação intensa, assegure-se de que coloca qualquer fixação sobre todas as extremidades do penso

NOTA: Deve ser exercida pressão ligeira sobre todo o penso para garantir que está em contacto com a superfície da ferida. Tal permite a absorção do fluido em excesso do leito da ferida para o penso e pode fazer-se utilizando uma ligadura ou uma meia. *Todos os pensos são adequados para utilização com compressão, desde meias de compressão ligeira até ligaduras de compressão de 4 camadas.*

NOTA: O selo em volta das extremidades do penso não tem de ser perfeito, ainda que folgas ou rasgos possam permitir que o exsudado danifique a periferia da ferida e baixe potencialmente a concentração de oxigénio no local da ferida. Um selo demasiado apertado pode provocar um alarme de bloqueio com o passar do tempo (se estiver a ser produzido mais oxigénio do que o que é consumido pela ferida, a pressão de oxigénio irá acumular-se num espaço demasiado confinado).

- Os doentes são aconselhados contra o levantamento ou a remoção do penso entre mudanças, a não ser que instruído para tal por um prestador de cuidados clínicos. Certifique-se de que as extremidades estão bem vedadas. Espaços ou fissuras aderirem permitir que o exsudado em

excesso danificasse a área à volta da ferida e, possivelmente, baixasse a concentração de oxigénio no local da ferida, o que poderia afetar a eficácia da terapêutica.

ORIENTAÇÃO E COLOCAÇÃO DA CÂNULA OxySpur

Para aceder a vídeos educativos visite o nosso [canal no YouTube](#) : pesquise por "EO2 Concepts" em YouTube.com.

Oriente o penso OxySpur de forma a que a tubagem que sai do penso esteja por cima/para cima quando o doente está em pé ou em repouso. Isto irá ajudar a evitar que o exsudado entre na tubagem quando o doente remove o OxyGeni para tomar duche ou banho. O luer lock deve estar acessível para ligar/desligar.

NOTA: A cânula deve ser fixa com adesivo de forma a reduzir qualquer pressão que possa resultar do dispositivo.

LIGAÇÃO DO PENSO OxySpur AO OXYGENI

- Ligue o penso ao conjunto de extensão inserindo o acessório luer macho do conjunto de extensão na extremidade fêmea da cânula do penso OxySpur e rode [no sentido dos ponteiros do relógio até ficar fixo \(cerca de ¼ volta\)](#)
- Para assegurar que a cânula não é puxada do penso, recomenda-se que faça um laço pigtail e o fixe em cima do penso ou junto a este
- Encaminhe o conjunto de extensão dentro da roupa e fixe-o a pele intacta com adesivo cirúrgico. Certifique-se de que permite que a tubagem tenha liberdade de movimentos
- Encaixe a extremidade luer fêmea do conjunto de extensão à porta macho rotulada "O2" no topo do lado direito do OxyGeni inserindo e rodando [no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio \(cerca de ¼ de volta\)](#)

NOTA: Certifique-se de que todas as ligações estão seguras e de que não há fugas de oxigénio.

LIGAR O OxyGeni

- Ligue o OxyGeni pressionando para baixo o interruptor de alimentação no lado com o símbolo "ON". O interruptor de alimentação situa-se na parte superior do OxyGeni
- Quando ligar, todas as luzes e segmentos do LCD irão ligar-se por breves momentos para confirmar um funcionamento normal. O aviso sonoro também soará durante breve instantes

NOTA: O OxyGeni deve ser sempre deixado na posição "On" (Ligado) até que a terapêutica seja concluída e o OxyGeni seja devolvido.

- O OxyGeni irá iniciar um processo de autocalibração, durante o qual o ecrã LCD irá apresentar "CA"
- Após a conclusão da autocalibração (aproximadamente 3 minutos), o fluxo de oxigénio será apresentado no ecrã LCD. A taxa de fluxo de oxigénio é definida pelo seu prestador de cuidados clínicos e apenas este profissional a pode alterar
- NOTA: A taxa de fluxo de oxigénio irá alterar ocasionalmente à medida que o OxyGeni efetua ajustes para acomodar as variações ambientais. É algo normal. Se o OxyGeni estiver a administrar fluxo a uma taxa inferior ao definido durante mais de 30 minutos, prossiga com a terapêutica e contacte o seu prestador de cuidados.
- A luz verde "System OK" (Sistema OK) situa-se mesmo por baixo do ecrã LCD e indica que o OxyGeni esta a funcionar corretamente. Consulte as secções Funcionalidades e Resolução de problemas para obter informação adicional sobre as funcionalidades do OxyGeni e a forma como resolver problemas do sistema, respetivamente

MUDANÇAS DO PENSO

- A frequência da mudança do penso depende de diversos fatores, incluindo a condição da ferida, o nível de exsudado, etc. As mudanças de penso devem ser feitas assim que a penetração seja (o exsudado da ferida tenha atingido o topo do penso) evidente ou pelo menos uma vez por semana.
- Para aplicar o penso, siga as instruções e precauções referidas na secção "Aplicação do penso OxySpur".

Remoção do penso OxySpur:

- Recomenda-se que os pensos adesivos OxySpur permaneçam colocados pelo menos 3 dias e não mais de 7
- Desencaixe a cânula do penso OxySpur do conjunto de extensão ou do OxyGeni rodando uma volta no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
- Para remover o rebordo hidrocólido recomendamos a utilização de um removedor de adesivo de calibre médico. Utilize a almofada de remoção para puxar suavemente um dos cantos da tira hidrocólido no penso OxySpur
- Assim que o canto esteja puxado suavemente, utilize a almofada por debaixo do penso para ajudar na remoção do adesivo, soltando-o lentamente da pele
- Estirando lateralmente e utilizando o removedor de adesivo, alterne entre estiramentos do penso OxySpur e remoção do adesivo até que o penso esteja totalmente solto da pele

Remoção do penso não adesivo OxySpur:

- Desencaixe a cânula do penso OxySpur do conjunto de extensão ou do OxyGeni rodando uma volta no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Levante suavemente os cantos dos pensos e remova e elimine o penso da mesma forma que faria com qualquer outro penso

NOTA: Caso sinta dificuldades na remoção do penso, este deve ser irrigado com soro fisiológico estéril ou uma solução similar.

CARACTERÍSTICAS OxyGeni

- Fluxo de O2 – o ecrã LCD indica o fluxo de oxigénio, apresentado em mililitros por hora (ml/h). O fluxo de oxigénio apresentado pode variar à medida que o OxyGeni efetua ajustes para acomodar as alterações no ambiente

- Indicador de SYSTEM OK (Sistema OK) - quando está ligada, a luz verde indica que o OxyGeni está a funcionar normalmente
- Indicador BLOCKAGE (Bloqueio) - quando ligada, a luz vermelha indica que existe um bloqueio Irá soar um alarme sonoro. Consulte a secção Alarme de Bloqueio nas instruções para obter informação adicional
- Botão SET (Definir) – este botão não tem efeito. É utilizado pelo prestador de cuidados clínicos para definir o a taxa de fluxo de oxigénio, porém, não responde durante o funcionamento normal
- Botões +02, -02 – estes botões não têm efeito. São utilizados pelo prestador de cuidados clínicos para definir a taxa de fluxo de oxigénio, porém, não respondem durante o funcionamento normal
- MUTE (Silêncio) – premir este botão irá silenciar os alarmes temporariamente
- Indicadores de carga da BATERIA - estas luzes mostram aproximadamente a carga restante conforme se segue (da esquerda para a direita no OxyGeni):



- Primeira luz verde (mais à esquerda) mínimo 85% restante (18-24 horas)
- Segunda luz verde mínimo 65% restante (15-18 horas)
- Terceira luz verde (meio) mínimo 45% restante (10-15 horas)
- Quarta luz verde mínimo 25% restante (6-10 horas)
- Luz âmbar (mais à direita) menos de 25% restante (menos de 6 horas)

BATERIA E CARREGAMENTO

Insira a ficha Micro USB do Conjunto de Alimentação OxyGeni na porta de carregamento da bateria rotulada "U" no topo do OxyGeni. O LED de carregamento deve ficar vermelho indicando que a bateria está a ser carregada. Quando a luz do carregador fica verde, a bateria está totalmente carregada e o conjunto de alimentação OxyGeni pode ser removido.

NOTA: Se a bateria interna do OxyGeni está completamente esgotada quando aplica o conjunto de alimentação OxyGeni, o LED de carregamento irá piscar a vermelho até que seja atingido o nível suficiente de carga. O LED de carregamento passará depois a vermelho fixo.

As luzes do nível de bateria na frente do OxyGeni irão começar a piscar em sequência durante o ciclo de carga.

Depois da remoção do conjunto de alimentação OxyGeni após a carga estar completa, as luzes do nível de bateria irão continuar em ciclo durante alguns segundos e depois param no nível de bateria obtido.

Quando o carregamento está terminado, encaixe o conjunto e alimentação OxyGeni ao carregador USB fornecido para que mantenha uma carga total.

Dependendo da taxa de fluxo e das condições ambientais, uma bateria totalmente carregada deve funcionar entre 14 a 18 horas antes de atingir o estado de quarto verde, o que inicialmente indica que resta 25% de carga (mais 6 a 10 horas). Quando a quarta luz verde liga, serão apresentadas as letras BAT no ecrã LCD e soará uma vez um alarme sonoro.

Quando a luz âmbar (última) liga no OxyGeni, serão apresentadas as letras BAT no ecrã LCD e soará uma vez um alarme sonoro. O LED "OK" ficará intermitente. Deve carregar o seu OxyGeni o mais rápido possível.

Deixe sempre o OxyGeni ligado, mesmo quando está a carregar.

NOTA: Se tiver problemas de carregamento remova completamente o conjunto de alimentação OxyGeni do OxyGeni, espere pelo menos 30 segundos, depois volte a ligar o conjunto de alimentação OxyGeni ao OxyGeni. A luz de carregamento deve ficar vermelha indicando que o OxyGeni está a carregar.

NOTA: Se a bateria interna estiver completamente descarregada, o OxyGeni irá desligar-se e deixar de produzir oxigénio. Tal irá interromper a terapêutica de CDO e reduzir a eficácia da sua terapêutica; contudo, não se trata de um problema urgente. Carregue o seu OxyGeni logo que possível. Entretanto, irá continuar a receber terapêutica de humedecimento da ferida.

Especificações do conjunto de alimentação OxyGeni:

Conjunto de alimentação: 5000 mAh 5 Vcc

Especificações do carregador USB:

Modelo 200151

Entrada: 100 – 240 VAC, 50-60Hz Máx. 0,2A

Saída: 1,0 A – 5 Vcc

ALARME DE BLOQUEIO

Quando ocorre um bloqueio:

- A luz vermelha "Blockage" (Bloqueio) irá iluminar-se.
- Soará um alarme sonoro
- O alarme irá soar até que o botão "Mute" (Silêncio) seja premido ou até que o bloqueio seja solucionado

Resolução de problemas - bloqueio

- Enquanto estiver a tentar localizar o bloqueio, pode silenciar o alarme sonoro premindo o botão MUTE (Silêncio)
- Inspeccione a cânula de administração de oxigénio começando na conexão com o OxyGeni. Certifique-se de que não existem vincos ou objetos que comprimam a tubagem e que possam bloquear o fluxo de oxigénio para a ferida
- Se não existirem indicações visuais que possam causar um bloqueio e a luz de bloqueio VERMELHA continuar iluminada, o bloqueio poderá localizar-se no local da ferida por baixo do penso
- Puxando cuidadosamente a cânula, tente ajustar novamente a tubagem na ferida.

- Se o OxyGeni continuar a emitir o alarme e/ou se o alarme soar novamente depois de ser silenciado, mude o penso OxySpur
- Se o bloqueio persistir, contacte o seu fornecedor de produtos de cuidados para feridas local para solucionar o problema

CUIDADO E MANUSEAMENTO

Evite expor o OxyGeni e os pensos OxySpur diretamente à água. O OxyGeni contém componentes sensíveis. Não deixe cair, desmonte, coloque em micro-ondas, queime, pinte ou insira objetos estranhos.

O OxyGeni foi concebido para funcionar normalmente a temperaturas entre -25 °C e +55 °C (13 °F e 131 °F) e entre 15% a 95% de humidade relativa, sem condensação. Evite alterações drásticas de temperatura ou humidade, pois pode formar-se condensação no OxyGeni ou no seu interior. São obrigatórios níveis de humidade relativa superiores a 35% para um desempenho ótimo do OxyGeni. Para níveis de humidade relativa inferiores a 35%, utilize o conjunto humidificante em conjunto com a caixa de transporte para aumentar o nível de humidade à volta do OxyGeni e garantir um desempenho ótimo.

OxySpur: Armazenar à temperatura ambiente: 10 – 30 °C (50 – 86 °F). Manter seco.

O OxyGeni e o carregador USB destinam-se a ser reutilizados. Após a terapêutica ter terminado e antes de utilizar num outro doente, o OxyGeni e o carregador USB devem ser limpos cuidadosamente e ser submetidos a desinfecção de nível intermédio ou baixo, dependendo da natureza e da extensão da contaminação, por um profissional de saúde. Os pensos e acessórios, incluindo tubagem de extensão, conjuntos de humidificação, caixas de transporte, etc. são apenas de utilização única e não podem ser reutilizados após utilização com um doente dada a dificuldade de limpar e descontaminar estes produtos.

Caso necessite de informação ou orientação adicionais, visite o nosso website ([www.eo2.com](#)) ou contacte a EO2 para obter assistência através do número: (800) 825-2979
EO2, EO2 Concepts, OxyGeni e OxySpur são marcas comerciais registadas da EO2 Concepts, Inc.

© 2020 EO2 Concepts®



Fabricado por:
EO2 Concepts®
12500 Network Blvd., Suite 310
San Antonio, TX 78249
Estados Unidos da América
[www.eo2.com](#)



Representante autorizado:
EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP Haia
Países Baixos



CRF 20-0047
DWG 500006(PT)-00

